

Przylepiec z włókniny OMNIPOR 2,5cm x 5m 1 szt



Cena: 4,76 pln

Opis słownikowy

Klasyfikacja Wyrób medyczny inny

Marka Producent HARTMANN PAUL A.G.

Opakowanie 1 szt.

Postać przylepiec

Wysyłka zamówienia w 24 h

Opis produktu

Zastosowanie Ddo pokrycia i podtrzymywania opatrunków u pacjentów podatnych na uczulenia, zwłaszcza do podtrzymywania opatrunków trwałych; do mocowania instrumentów pomiarowych, sondy itp. na szczególnie wrażliwych częściach ciała.

Charakterystyka Hipoalergiczny przylepiec z białej włókniny; Pokryty klejem z syntetycznego kauczuku naniesionym paskami; Przylepiec nie hamuje oddychania skóry i wydzielania potu; Jest przeznaczony dla pacjentów o szczególnie wrażliwej skórze; Od strony zewnętrznej impregnowany hydrofobowo w celu zabezpieczenia przed zawilgoceniem; Trzyma pewnie, a przy jego zdejmowaniu nie pozostają resztki kleju; Daje się łatwo dzielić wzdłuż i wszerz; Nie absorbuje promieni Roentgena, nie musi więc być usuwany przy prześwietleniu.