

## SENI ACTIVE CLASSIC Majtki chłonne rozmiar S 30 szt.



Cena: 99,76 pln

## Opis słownikowy

Klasyfikacja	Wyrób medyczny inny
Marka Producent	TORUŃSKIE ZAKŁ.MAT.OPAT.
Opakowanie	30 szt.
Postać	-
Wysyłka zamówienia	w 24 h

## Opis produktu

Jednorazowe majtki chłonne Seni Active Plus, które są zakładane jak zwykła bielizna, to wyjątkowe rozwiązanie dla osób aktywnych, ceniących sobie wygodę i bezpieczeństwo. Seni Active Plus zapewniają: optymalne dopasowanie do ciała (są elastyczne na całym obwodzie), wygodę podczas ściągania zużytego wyrobu (mają rozrywane szwy boczne), komfort użytkowania (są miękkie i delikatne w dotyku). Redukują nieprzyjemny zapachu moczu, mają wysoką chłonność i zabezpieczenie przed przeciekaniem. Zapewniają swobodne oddychanie skóry oraz minimalizację ryzyka reakcji alergicznych. Na wyrobach znajduje się indykator wilgotności, który stanowi precyzyjną informację o stopniu napełnienia pieluchy i konieczności jej zmiany oraz napis „FRONT” z przodu wyrobu, który wskazuje jak zakładać pieluchę. **Zastosowanie** Dla osób przy średnim stopniu nietrzymania moczu, prowadzących aktywny tryb życia oraz dla uczestników zajęć rehabilitacji ruchowej. **Sposób użycia** Załóż majtki chłonne jak zwykłą bieliznę. W razie potrzeby, np. jeśli chcesz skorzystać z toalety, możesz je zdejmować i ponownie zakładać jak zwykłą bieliznę. Pamiętaj: Aby zdjąć zużyte majtki chłonne rozerwij szwy boczne z obu stron majtek. Zwiń zużyte majtki chłonne i wyrzuć je do kosza na śmieci. Nie wyrzucaj zużytego wyrobu do toalety.